



NOBAMED Paul Danz AG

NOBARHINAL® -MITTEL

REF 874200

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Der Nasenverband hat ein weiches, zylindrisches und hochsaugfähiges Kissen von ca. 7,5cm x 2cm, das mit einem elastischen Gestrück überzogen ist. Die angebrachten elastischen Schlaufen ermöglichen eine Fixierung hinter den Ohren. Der Nasenverband nimmt, postoperativ eingesetzt, Blut und Wundsekret auf. Bei Erkältungskrankheiten kann das Saugkissen mit ätherischen Ölen beträufelt werden, was die Atmung erleichtert.

Zusammensetzung

Baumwolle, Polyamid

Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBARHINAL® ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie MDD 93/42 EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in die Klasse I, Regel 1, eingestuft.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungstufen.

Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

