



NOBATRICOT®

REF 320060

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Der weiße elastische Trikotschlauch ist 6 cm breit und 20 m lang. Er wird aus partikelarmer, hydrophiler Polyesterfaser hergestellt und ist hypoallergen.

NOBATRICOT® wird zum Schutz der Haut als Unterzug bei starren und halbstarren Stützverbänden verwendet. Er kann auch als Unter- oder Überzug bei Zinkgelverbänden eingesetzt werden. Er eignet sich ebenfalls zur Fixierung von Wundauflagen.

Zusammensetzung

Polyester

Kontraindikationen

Bekannte Allergie gegen Polyester

Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBATRICOT® ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745. und wird in die Klasse I, basierend auf Regel 1, eingestuft.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungstufen.

Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Cellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Cellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

